







ГОРИЗОНТАЛЬНА АУГМЕНТАЦІЯ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ПАРОСТКУ

Dong-Wook Chang, DDS, PhD
Win Dental Clinic | Korea



Хірургічна ділянка	Лікування	Додаткові засоби	Техніка
№46, 47	Кісткозамінний матеріал Bontree Plus, гранули	Резорбована колагенова мембрана	Аугментація альвеолярного паростку
			Передопераційна КТ ділянки №46-47 Передопераційний внутрішньоротовий знімок Після підняття лоскуту спостерігається виражений горизонтальний дефект альвеолярного паростку
			Використання кісткозамінного матеріалу Bontree Plus з подальшим накладанням колагенової мембрани та фіксацією її пінами Внутрішньоротовий знімок через 5 місяців після втручання Вигляд сформованої нової кісткової тканини
			Внутрішньоротовий знімок встановлених формувачів ясен. Фіксація піном та ушивання вестибулярного лоскуту Внутрішньоротовий знімок після встановлення фінальної реставрації Післяопераційна КТ №46,47

Тип	Вага	Об'єм	Вартість, \$
МАЛЕНЬКІ гранули			
0.30 ~ 0.50 мм	0.15 г	0.30 куб.см	29
	0.25 г	0.50 куб.см	44
	0.50 г	1.0 куб.см	74
	1.0 г	2.0 куб.см	114
СЕРЕДНІ гранули			
0.50 ~ 0.85 мм	0.15 г	0.30 куб.см	29
	0.25 г	0.50 куб.см	44
	0.50 г	1.0 куб.см	74
	1.0 г	2.0 куб.см	114
ВЕЛИКІ гранули			
1.00 ~ 1.40 мм	0.15 г	0.30 куб.см	29
	0.25 г	0.50 куб.см	44
	0.50 г	1.0 куб.см	74
	1.0 г	2.0 куб.см	114
ПАСТА шприц			
0.50 ~ 0.85 мм	0.15 г	0.30 куб.см	45
	0.25 г	0.50 куб.см	55
	0.50 г	1.0 куб.см	89